

Table de POINTAGE Simmental Française

1- Mensurations

Hauteur au Sacrum	HS
Largeur de Poitrine	LP
Profondeur de Poitrine	PP
Longueur du Bassin	LB
Largeur aux Hanches	LH
Largeur aux trochanters	LT

2- Pointages élémentaires

TRAITE	VT	1=Très long	3=Normal	5=Très rapide
CARACTERE	CA	1=Lymphatique	3=Normal	5=Nerveux
COULEUR DE ROBE	CR	1=Blanche	3=Froment	5=Rouge
TACHE	TA	1=Couvert	2=Découpé	3=Moucheté
LUNETTE	LU	0=0	1=1	2=2
ETAT	ET	1=Très Maigre	3=Normal	5=Très gras
AVANT MAIN	AM	1=Très saillant	5=Normal	9=Très large
FILET	FI	1=Très Mince	5=Normal	9=Très épais
ARRIERE MAIN	RM	1=Très Mince	5=Normal	9=Très musclé
CULOTTE	CU	1=Très Mince	5=Normal	9=Très musclée
INCLINAISON BASSIN	IB	1=Renversé	5=Optimum	9=Fuyant
ANGLE JARRET	AJ	1=Très coudé	5=Optimum	9=Droit
OUVERTURE JARRET	OJ	1=Fermé	3=Optimum	5=Très ouvert
ATTACHE AVANT	AA	1=Coupée	5=Correcte	9=Très longue
EQUILIBRE MAMELLE	EQ	1=Avant plus haut	5=Horizontal	9=Avant plus bas
DISTANCE PLANCHER JARRET	PJ	1=15 cm sous jarret	5=5 cm sur jarret	9=Très haute
ATTACHE ARRIERE	AR	1=Très basse	5=Correcte	9=Très haute
ORIENTATION DES TRAYONS	OR	1=Sur le coté	5=Verticaux	9=Interne
ECART AVANT DES TRAYONS	EA	1=5 cm	5=15 cm	9=30 cm
LIGAMENT MAMELLE	LI	1=Inexistant	5=Correct	9=Très marqué
LONGUEUR TRAYON	LO	1=Court	5=Optimum	9=Long
FORME TRAYON	FO	1=Fin	5=Optimum	9=Gros
TRAYON SUPPLEMENTAIRE	TS	0=0	1=1ou2	2=trayon intermédiaire

3- Notes de synthèse

DEVELOPPEMENT	DV	1=Très petit	5=Normal	9=Très grand
MUSCULATURE	MU	1=Très maigre	5=Normale	9=Très musclée
MAMELLE	MA	1=Très mauvaise	5=Normale	9=Très bonne
APLOMBS	AP	1=Très mauvais	5=Normaux	9=Très bons
NOTE GLOBALE	NG	de 52 à 100 ($NG = ((DV*3 + MU*3 + MA*4 + AP*2) / 2) + 46$)		